



## Labor-Auftrag professionell

Packung 100 Stück 20 x 21 mm



Artikelnr.: 33231  
Hersteller: BEYCODENT  
Gewicht: 0.795 kg  
Höhe: 28 mm  
Breite: 220 mm  
Länge: 233 mm

**€ 17,47**

*Zzgl. MwSt.*

Packung 100 Blatt 20 x 21 mm

- 3-fach-Spezialsatz
- Geblockt
- Fortlaufend nummeriert
- Neutral
- 1. und 3. Blatt gleichzeitig heraustrennbar
- Auf der Rückseite des 3. Blattes ist der Techniker-Arbeitschein (BEL II) aufgedruckt
- 2. Blatt verbleibt im Block, bzw. in Mappe
- Geeignet für Mappen mit Klemm- oder Stiftmechanik