



Medi-Spender-Gläschen

Sortiment 3 Stück, Farben frei wählbar



Artikelnr.: 33303

Hersteller: Alfred Becht GmbH

Gewicht: 0.086 kg

Höhe: 61 mm

Breite: 53 mm

Länge: 211 mm

€ 69,64

Zzgl. MwSt.

Sortiment 3 Gläser, Farben frei wählbar

Dosierbare Medikamentengläschen, tropfgenau. Ermöglichen eine hygienische und sparsame Entnahme von Arzneimitteln. Unterschiedliche Einfärbung schützt vor Verwechslung der Arzneimittel. Eine Kontamination des Inhalts wird ausgeschlossen. Aus autoklavierbarem Glas.