



Modelit®

Eimer 10 kg Gips blau



Artikelnr.: 33391
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 10 kg
Höhe: 230 mm
Breite: 290 mm
Länge: 303 mm

€ 33,65

Zzgl. MwSt.

Eimer 10 kg Gips blau

Modelit® ist ein universell einsetzbarer Modellhartgips mit enormer Druckfestigkeit und Kantenstabilität. Seine hohe Endhärte ergibt felsenharte Modelle mit glatter Oberfläche.

Anwendungsempfehlung: Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Kunststoffprothetik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen, Situationsmodelle.