



R-SI-LINE® LIGHT SH

Packung 2 x 50 ml inklusive 12 Mischkanülen LN



Artikelnr.: 33430
Hersteller: R-dental GmbH
Gewicht: 0.239 kg
Höhe: 61 mm
Breite: 101 mm
Länge: 130 mm

€ 41,77

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche inklusive 12 Mischkanülen LN

Präzisions-Korrekturabformmaterial, normalhärtend.

- Für zweizeitige Korrekturabformungen
- Für einzeitige Doppelmischtechniken
- Unerläßlicher Bestandteil des Behandlungskonzepts nach Prof. Gutowski
- Produktfarbe lila
- A-Silikon, VPS
- Sehr gute Hydrophilie
- Super hydro (SH)
- Hervorragende Zeichenschärfe
- Niedrigviskos
- Thixotrop
- Aushärtezeit oral ~ 3 min.