



SPEIKO Spezial-Kupferzement opak

Flasche 40 g Pulver hellgelb



Artikelnr.: 33500

Hersteller: Speiko Dr. Speier GmbH

Gewicht: 0.128 kg

Höhe: 90 mm

Breite: 48 mm

Länge: 48 mm

€ 27,02

Zzgl. MwSt.

Flasche 40 g Pulver hellgelb

SPEIKO Spezial-Kupferzement ist ein Siliko-Phosphat-Zement (Steinzement) mit antibakteriellem Kupferzusatz für temporäre Füllungen bei ausreichendem Pulpenschutz z. B. bei der Amalgamsanierung oder als temporäre Milchzahnfüllung.