



OmniCeram évolution flow Tips

Packung 100 Stück L 13 mm, Innen-Ø 0,9 mm, G20



Artikelnr.: 33750
Hersteller: Omnident GmbH
Gewicht: 0.023 kg
Höhe: 18 mm
Breite: 95 mm
Länge: 149 mm

€ 8,33

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Tips Länge 13 mm, Innen-Ø 0,9 mm, G20

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Innendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCeram évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nicht lichthärtenden Materialien.