



Diamantschleifer 019

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 019, 3 mm, ISO 014



Artikelnr.: 33869

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 60 mm

Länge: 101 mm

€ 14,95

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 019, Kopflänge: 3 mm, ISO 014

- Normal-Körnung (80-120 μ)
- schwarz = extra-grob (180 μ)
- grün = grob (120-135 μ)
- rot = fein (45 μ)
- gelb = extra-fein (35 μ)
- weiß = ultra fein (5-15 μ)
- orange = UU-fein (2-4 μ)
- Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO016-023) 300.000 U/min.