



TOPDENT Red Action

Flasche 1 l



Artikelnr.: 33873

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 1.178 kg

Höhe: 216 mm

Breite: 72 mm

Länge: 91 mm

€ 18,84

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Effektives und leistungsstarkes Spezialkonzentrat für die Ultraschallreinigung im Dentallabor. Red Action entfernt Zahnstein, Raucherbeläge, Phosphatzemente und Flussmittelreste. Reinigt Gegenstände aus Edelstahl, Edelmetall, Kunststoff, Porzellan und Glas. Red Action verhält sich neutral zu Keramik.

- Konzentrat 1:2