



Silensor-sl Set

Set Ø 120 mm deutsch



Artikelnr.: 33908

Hersteller: Erkodent Erich Kopp GmbH

Gewicht: 0.745 kg

Höhe: 76 mm

Breite: 162 mm

Länge: 260 mm

€ 59,58

Zzgl. MwSt.

Set Folie Ø 120 mm, 1 Erkodur klar 2,5 mm, 1 Erkodur freeze 2,5 mm, 1 Erkoloc-pro transparent 3 mm, 1 Erkoloc-pro blu 3 mm, Erkolen 1 mm, 2 Teile-Karte, ca. 20 g Erkogum, ca. 5 g Ausblockwachs, ca. 10 ml Erkoskin, 1 Boardmarker, 1 HSS-Bohrer 1,4 mm, 2 Erkoboxen, 2 Silensor Pflegeanleitungen, 10 Silensor-sl Patientenflyer

Der *Silensor-sl* Schnarchschiene besteht aus je einer Schiene für Ober- und Unterkiefer. Über zwei seitlich angebrachte Verbinder positioniert er den Unterkiefer. Das *Silensor-sl* Herstellset beinhaltet alle Materialien und Hilfsmittel zur Herstellung von zwei Silensor-sl. Dazu zwei Erkoboxen zur Aufbewahrung der Antischnarchschiene und Informationsmaterial. Das Antischnarchgerät zeichnet sich aus durch:

- Schnelle, einfache Herstellung
- Hoher Tragekomfort
- Leicht austauschbare Verbinder
- Deutlich verringerte Lastspitzen und Bruchgefahr durch abfedernde, Propulsionsstöße erlaubende Verbinder
- Metallfreie Konstruktion
- Inklusive Protrusionslehre zur einfachen Registrierung der Vorlage