



## Mehrweg-Sprayschlauchset

Stück für implantmed, elcomed, piezomed Motor m. Kabel, sterilisierbar



Artikelnr.: 34039

Hersteller: W&H Deutschland GmbH

Gewicht: 0.308 kg

Höhe: 113 mm

Breite: 126 mm

Länge: 235 mm

**€ 74,00**

Zzgl. MwSt.

**Stück 1** Sprayschlauchset für Implantmed SI-923/1023, Elcomed SA-310, Piezomed SA-320 Motoren mit 1,8 m Kabel, sterilisierbar

*Mehrweg-Sprayschlauchset 2,2 M Gesamtlänge für implantmed, implantmed<sup>classic</sup> implantmed<sup>+</sup>, elcomed und piezomed.*