



## Diamantschleifer 140

Packung 5 Stück grün grob, FG, Figur 140, 6 mm, ISO 012



Artikelnr.: 34085

Hersteller: Hopf, Ringleb & Co GmbH CIE

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 6 mm

Breite: 60 mm

Länge: 101 mm

**€ 18,14**

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Schleifer grün grob, FG, Figur 140, Kopflänge: 6 mm, ISO 012

- Normal-Körnung (80-120  $\mu$ )
- schwarz = extra-grob (180  $\mu$ )
- grün = grob (120-135  $\mu$ )
- rot = fein (45  $\mu$ )
- gelb = extra-fein (35  $\mu$ )
- weiß = ultra fein (5-15  $\mu$ )
- orange = UU-fein (2-4  $\mu$ )
- Kronen und Brücken - Vollkeramik- und Metall-Keramik-Kronen, Vollständige und partielle Verblendkronen, Vollverblendgoldkrone, Inlay und Onlay Präparationen, Zahnrestauration - Amalgam-Restaurationen, Komposit-Restaurationen
- Max. Drehzahl (ISO 005-014) 450.000 U/min., Drehzahl (ISO 016-023) 300.000 U/min.