



Aqium® 3D PUTTY SOFT

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator



Artikelnr.: 34140

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.7 kg

Höhe: 83 mm

Breite: 101 mm

Länge: 200 mm

€ 69,10

Zzgl. MwSt.

Packung 300 ml Base, 300 ml Katalysator

Scanbares, additionsvernetztes Präzisions-Abformmaterial (Polyvinylsiloxan) für die konventionelle Abformung und Digitalisierung. Die Einzelkomponenten sind hinsichtlich der sehr wichtigen Eigenschaften Hydrophilie, Reißfestigkeit, Reißdehnung, Thixotropie und Fließfähigkeit optimal aufeinander abgestimmt und bilden so eine unvergleichlich hohe Performance des Gesamtsystems, das seines Gleichen sucht.

- Verarbeitungszeit: variabel bis 2,15 Minuten
- Mundverweildauer: 2,15 Minuten
- Farbe: flieder-blau