



## TOPDENT Schmalbürste Ziegenhaar

Stück Ziegenhaar 12 mm, weich, Ø 48 mm



Artikelnr.: 34176

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.014 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 58 mm

Länge: 134 mm

**€ 2,40**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Bürste Ziegenhaar 12 mm, weich, Ø 48 mm

Polierbürsten für den Poliermotor.

21405 = Für Kunststoff. Metallkern mit Kunststoffzentrum. Ziegenhaar - weich. Auch zur Politur von weichbleibenden Kunststoffen. Besatz 12 mm.

21700 = Für Metall. Metallkern mit Kunststoffzentrum. Pferdehaar - mittelhart. Besatz 12 mm.