



Aqium® 3D HEAVY

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche 5:1



Artikelnr.: 34221

Hersteller: Müller-Omicron GmbH & Co.

Gewicht: 0.84 kg

Höhe: 183 mm

Breite: 109 mm

Länge: 140 mm

€ 139,25

Zzgl. MwSt.

Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche 5:1

Scanbares, additionsvernetzendes Präzisions-Abformmaterial (Polyvinylsiloxan) für die konventionelle Abformung und Digitalisierung. Die Einzelkomponenten sind hinsichtlich der sehr wichtigen Eigenschaften Hydrophilie, Reißfestigkeit, Reißdehnung, Thixotropie und Fließfähigkeit optimal aufeinander abgestimmt und bilden so eine unvergleichlich hohe Performance des Gesamtsystems, das seines Gleichen sucht.

- Verarbeitungszeit: variabel bis 2,15 Minuten
- Mundverweildauer: 2,15 Minuten
- Farbe: flieder-blau