



ATK2

Set 5 Proben



Artikelnr.: 34271

Hersteller: Ivoclar Vivadent GmbH

Gewicht: 0.052 kg

Höhe: 35 mm

Breite: 84 mm

Länge: 117 mm

€ 251,22

Zzgl. MwSt.

Set 5 Proben

Das automatische Temperatur-Kontrollset *ATK 2* dient zur Überprüfung und Justierung der exakten Brenntemperatur bei Geräten mit automatischem Kalibrationsprogramm für das *ATK2*-System (z. B. Programat CS, Programat CS2, Programat P500, Programat P510, Programat P700, Programat EP 3000, Programat EP 5000). Das Besondere am *ATK 2* ist, dass eine automatische Doppelbereichskalibration in einem Vorgang durchgeführt werden kann.