



DIACRYLIC Grinder

Stück HP, Figur 440, 12 mm, ISO 055



Artikelnr.: 34299

Hersteller: Edenta AG

Gewicht: 0.006 kg

€ 21,01

Zzgl. MwSt.

Stück Schleifer HP, Figur 440, 18 mm, ISO 055

Multifunktionelle Diamantschleifer zur raschen und gezielten Ausarbeitung von Prothesenkunststoffen. Die speziellen Kopfformen eignen sich für das Ausarbeiten von Unterzungenrollen, Papillenansätzen, Prothesenrändern sowie Lippen- und Wangenbändern.

Für ein schnelles, gezieltes Ausarbeiten von KFO- und Prothesenkunststoffen sowie von individuellen Abdrucklöffeln und weichen Basisplatten. Zur Entfernung von Unebenheiten an der Basisfläche von Prothesen sowie zur Ausarbeitung von schmalen Lippen- und Wangenbereichen.

- Drehzahlbereich: 15.000 U/min.
- Kunststofftechnik