



## ProfiCleaner Sanitary

Flasche 750 ml

---



Artikelnr.: 34317  
Hersteller: Omnident GmbH  
Gewicht: 0.833 kg  
Höhe: 300 mm  
Breite: 63 mm  
Länge: 98 mm

**€ 3,97**

Zzgl. MwSt.

---

**Flasche 750 ml**

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. *ProfiCleaner Sanitary* löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.