



GC Fuji PLUS Conditioner

Packung 6,5 ml Flasche



Artikelnr.: 34331

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 71 mm

Breite: 29 mm

Länge: 40 mm

€ 26,57

Zzgl. MwSt.

Packung 6,5 ml Flasche

GC Fuji PLUS Conditioner ist ein Zahn-Konditionierungsmittel, welches speziell für den Gebrauch mit GC Fuji Plus Glasionomer-Befestigungszement entwickelt wurde. Es ist ein Hilfsmittel, mit dem die Haftung von GC Fuji Plus zur Zahnstruktur gesteigert wird.