



HM-Fräser Schliff 30

Stück Kreuzverzahnung, gelb superfein, HP, Figur 237, 3 mm, ISO 014



Artikelnr.: 34482
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 36 mm
Länge: 70 mm

€ 14,49

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Kreuzverzahnung, gelb superfein, HP, Figur 237, Kopflänge: 3 mm, ISO 014

Feinausarbeitung für alle Legierungen und Composite. Ideal auf Keramik, da der Spezialschliff der Fräser die Entstehung von Crackles vermeidet.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko.