



Silafill - Ausblockmasse

Dose 1 kg



Artikelnr.: 34756
Hersteller: SILADENT
Gewicht: 1.074 kg
Höhe: 131 mm
Breite: 105 mm
Länge: 105 mm

€ 78,30

Zzgl. MwSt.

Dose 1 kg

Wiederverwendbares Ausblockmaterial zum Auffüllen von Unterschnitten bei Gipsmodellen. Auch als Fixierungshilfe für zeiser Modelle und zur Verwendung bei dem SILADENT Reokkludierungssystem „Occlutop“ geeignet. Silafill ist dublierfähig mit allen SILADENT Dubliersilikon.