



Kwik-Bite™

Packung 5 Speicherfolienhalter mit Ring, 1 Zentrierhilfe



Artikelnr.: 34798
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.214 kg
Höhe: 75 mm
Breite: 191 mm
Länge: 218 mm

€ 37,42

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Speicherfolienhalter mit Ring, 1 Zentrierhilfe

Kwik-Bite™ ist ein Film- und Speicherfolienhalter für horizontale Bissflügel- und Standard-Bissflügel-Aufnahmen sowie für die Beurteilung von Approximalkaries, Überständen und Spalten, Kronenrändern und Zahnstein in den Interdentalräumen sowie des Zustands des Alveolarkamms. Dadurch wird der direkte Vergleich der Bissflügel-Aufnahmen über Jahre hinweg für denselben Patienten ermöglicht. Autoklavierbar bei 134°C für mindestens 3 Minuten. *Kwik-Bite™* ist kompatibel mit den meistverwendeten Röntgenfilm-Formaten (1, 2, 3). *Kwik-Bite™* mit Ring ist kompatibel mit indirekten digitalen Röntgensystemen. Kompatibel mit allen gängigen Speicherfolien.