



Zahnputzmodell PE-STP020

Stück



Artikelnr.: 35006

Hersteller: J.Morita Europe GmbH

Gewicht: 0.347 kg

Höhe: 121 mm

Breite: 146 mm

Länge: 175 mm

€ 77,04

Zzgl. MwSt.

Stück Modell

Modellpaar, bestehend aus Milchzähnen, mit 4 Zahnzwischenräume zur Demonstration des richtigen Gebrauches von Zahnseide.

- OK + UK
- 2-fach vergrößert
- mit Bügelartikulator
- mit 20 Zähnen