



## SONOREX Glasbecher

Stück 400 ml, Glas SD 04



Artikelnr.: 35083

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 0.166 kg

Höhe: 153 mm

Breite: 97 mm

Länge: 118 mm

**€ 20,21**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück 400 ml Einsatzgefäß, Glas SD 04

Bei der Anwendung chemisch aggressiver Flüssigkeiten (z.B. TICKOPUR J 80 U), der Entfernung chemisch aggressiver oder abrasiver Verschmutzungen oder der Beschallung von Probenflüssigkeiten werden Einsatzbecher verwendet (indirekte Beschallung). Weil nichts auf den Wannenboden des Ultraschallbades platziert werden darf, bietet BANDELIN passende Lochdeckel/Einsatzstreifen zur Aufnahme der Einsatzbecher an. Weiterer Vorteil: Es können gleichzeitig mehrere Einsatzbecher mit verschiedenen Flüssigkeiten beschallt werden (z.B. Entfernung von Dental-Zementen mit STAMMOPUR Z in einem und Reinigung bei gleichzeitiger chemischen Desinfektion von zahnärztlichen Instrumenten mit STAMMOPUR DR 8 in einem zweiten Einsatzbecher). Bitte beachten Sie, dass zur Übertragung des Ultraschalls auf das Einsatzgefäß die Oberflächenspannung des Wassers reduziert werden muss und daher eine Reinigungslösung (z.B. TICKOPUR R 33 – 3%) als Koppelflüssigkeit / Kontaktflüssigkeit eingesetzt werden muss.

Zubehör für SONOREX Geräte:

SD 04 passend für Lochdeckel DE 08

SD 06 passend für Lochdeckel DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4

SD 09 passend für Lochdeckel DE 52, DE 100, DE 255, DE 6, DE 156, DE 510, DE 514, ES 4