



Nitram Oil weiß

Dose 200 ml weiß



Artikelnr.: 35090
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 0.265 kg
Höhe: 63 mm
Breite: 65 mm
Länge: 225 mm

€ 62,80

Zzgl. MwSt.

Dose 200 ml weiß

Nitram Oil weiß

Pflegekonzentrat zur Nutzung im DAC Universal mit folgenden Seriennummern:

6.500-13.999

100.000-103.999

200.000-201.999

Ausreichend für die Pflege von ca. 1.500 Hand- und Winkelstücken und Turbinen.