



## Neosep

Pinsel-Flasche 30 ml



Artikelnr.: 35201

Hersteller: Benzer Dental AG

Gewicht: 0.02 kg

Höhe: 85 mm

Breite: 33 mm

Länge: 33 mm

**€ 19,30**

Zzgl. MwSt.

### Pinsel-Flasche 30 ml

Hitzebeständiges, wasserlösliches Isoliermittel, trennt Wachs gegen Gips, Metall und Epoxydharze. Das hochwirksame Fluid kann sehr dünn aufgetragen werden und ist sehr resistent gegen hohe Wachsstemperaturen. Ideal auch als Trennmittel für die Porzellanstufentechnik nach A. Wohlwend. Nach beendigter Arbeit lässt sich das farblose Neosep mühelos mit Wasser abwaschen. Löst Benzer-Lacke nicht an.