



# Gingiva Protector

Spritze 3 g Gingive Protoctor L-C

---



Artikelnr.: 35245  
Hersteller: WHITEsmile GmbH  
Gewicht: 0.02 kg  
Höhe: 23 mm  
Breite: 34 mm  
Länge: 188 mm

**€ 26,18**

*Zzgl. MwSt.*

---

## **Spritze** 3 g Gingive Protoctor L-C

Zum Abdecken der Gingiva während der Behandlung.

Der lichthärtende, flüssige Kofferdamm dient zum Abdecken der Gingiva bzw. des Zahnfleischrandes oder zum Abdecken der Nachbarzähne bei der Einzelzahnaufhellung. Das hellblaue Material zeigt nur eine geringe Erwärmung beim Polymerisieren. Lichthärtung erfolgt mit Polymerisationslampe oder auch mit der Whitening Lamp 2.