



Bellastar XL

Karton 80 x 160 g Beutel ohne Liquid



Artikelnr.: 35248
Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.
Gewicht: 13.658 kg
Höhe: 235 mm
Breite: 405 mm
Länge: 264 mm

€ 176,78

Zzgl. MwSt.

Karton 80 x 160 g Beutel ohne Liquid

Extrem feinkörnig mit exzellenter Passung. Ideal für Edelmetall-Legierungen, aber auch bei vielen Indikationen für edelmetallfreie Legierungen gut einsetzbar. *Bellastar XL* ist schnell oder konventionell aufheizbar, dabei kann die Einstelltemperatur gleich Endtemperatur sein.

- Dünneflüssige bis cremige Konsistenz und optimales Fließverhalten ermöglichen das problemlose Füllen selbst feinsten Modellationdetails
- Feinkörnige Rohstoffe für extrem glatte Gussoberflächen
- Die Gussmuffel kann mit festem Ring oder ringlos hergestellt werden, die Muffelgrößen sind dabei frei wählbar
- Hervorragendes Ausbettverhalten reduziert den Aufwand beim Entfernen der Einbettmasse und spart Zeit
- *Bellastar XL* steht für Flexibilität, vertraute, sichere und entspannte Verarbeitung bei exzellenter Präzision
- Sichere Expansionssteuerung für ausgezeichnete Passungsergebnisse durch Spezial-Liquid BegoSol® K