



Blocker

Spritze 1 ml Blocker, lichthärtend



Artikelnr.: 35258
Hersteller: WHITEsmile GmbH
Gewicht: 0.017 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 36 mm
Länge: 195 mm

€ 5,62

Zzgl. MwSt.

Spritze 1 ml Blocker, lichthärtend

Zum Auftragen auf Zahnmodelle.

Das rote, lichthärtende Ausblockmaterial wird auf das Zahnmodell aufgebracht, um bei den laborgefertigten Zahnschienen ein zusätzliches Reservoir für das Zahnaufhellungs-Gel zu schaffen. Labormaterial, nicht für die Anwendung am Patienten. Eine Spritze enthält 1ml.

Die Anwendung des Blockers ist nicht unbedingt erforderlich und liegt im Ermessen des Behandlers.