



## Polyamidfräser 402

Packung 3 Stück grün, HP, Figur 543, 2,3 mm, ISO 220



Artikelnr.: 35416

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.5 kg

**€ 34,27**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Bürsten grün, HP, Figur 543, Stärke 2,3 mm, ISO 220

Polyamidfräser mit SiC, zur Vorpulitur von Metallen und Kunststoff. Reinigungshinweise:

- Seifenlauge, keine aggressive Desinfektionsmittel
- Ultraschalleinsatz möglich
- Keine Beständigkeit für Thermodesinfektion bzw. Sterilisation
- Modellgußtechnik, Kronen-/Brückentechnik, Verblend- und Keramiktechnik, Kunststofftechnik
- Drehzahl empf. 10.000 U/min., max. 15.000 U/min.