

Polymax 1

Stück rot 95° inklusive Zubehör



Artikelnr.: 35585

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 12.02 kg

Höhe: 370 mm

Breite: 410 mm

Länge: 445 mm

€ 1.838,65

Zzgl. MwSt.

Stück Druckpolymerisationsgerät rot 95° inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C für 1 Messingküvette inklusive Bügel bzw. 2 Castdon Küvetten.