



Hinrizit® Speed

Beutel 5 kg Modellhartgips gelb



Artikelnr.: 35601

Hersteller: Ernst Hinrichs GmbH

Gewicht: 5.133 kg

Höhe: 315 mm

Breite: 190 mm

Länge: 125 mm

€ 17,78

Zzgl. MwSt.

Beutel 5 kg Modellhartgips gelb

Der klassische Modellhartgips mit besonders kurzer Abbindezeit ohne Beeinträchtigung der Druckfestigkeit und Passgenauigkeit. Besonders geeignet für schnelle Reparaturen und eilige Arbeiten. Bereits nach 10 Minuten entformbar.

Anwendungsempfehlung

Arbeitsmodelle, Gegenbissmodelle, Kunststofftechnik, Reparaturen, Unterfütterungen, Erweiterungen.