



## Bi-V-Pin

Packung 100 Stück Kunststoff, Kopf 2 mm, Stiftlänge 12,5 mm, Kopflänge 5,5 mm, Breite 3,8 mm

---



Artikelnr.: 35852  
Hersteller: Renfert GmbH  
Gewicht: 0.09 kg  
Höhe: 30 mm  
Breite: 77 mm  
Länge: 80 mm

**€ 17,41**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 100 Pins mit Kunststoffhülse, Ø Kopf 2 mm, Stiftlänge 12,5 mm, Kopflänge 5,5 mm, Hülsenbreite max. 3,8 mm

Hochglanzvernickelter Pin mit zwei Führungsstiften. Präzise passende Metallhülse mit V-förmigem Profil für engere Positionierung. Stiftlänge für Sockelhöhe 12,5 mm.