



Bi-V-Pin

Packung 100 Stück Kunststoff, Kopf 2 mm, Stiftlänge 12,5 mm, Kopflänge 5,5 mm, Breite 3,8 mm



Artikelnr.: 35852
Hersteller: Renfert GmbH
Gewicht: 0.09 kg
Höhe: 30 mm
Breite: 77 mm
Länge: 80 mm

€ 17,41

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Pins mit Kunststoffhülse, Ø Kopf 2 mm, Stiftlänge 12,5 mm, Kopflänge 5,5 mm, Hülsenbreite max. 3,8 mm

Hochglanzvernickelter Pin mit zwei Führungsstiften. Präzise passende Metallhülse mit V-förmigem Profil für engere Positionierung. Stiftlänge für Sockelhöhe 12,5 mm.