



Wiroplus® S

Karton 45 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit



Artikelnr.: 35947

Hersteller: Bego Bremer Goldschläger.

Gewicht: 18.75 kg

Höhe: 235 mm

Breite: 254 mm

Länge: 400 mm

€ 125,37

Zzgl. MwSt.

Karton 45 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit

Spezial-Einbettmasse für die Silikon-Dubliertechnik.

- Lange Verarbeitungszeit für einwandfreies Füllen selbst feinsten Anteile bedeutet Sicherheit in der Verarbeitung
- Die hohe Kantenstabilität ermöglicht sicheres, exaktes Modellieren
- Sehr glatte Duplikatmodelle und ebenso glatte Gussoberflächen überzeugen durch sehr gute Passung und reduzieren den Nacharbeitungsaufwand auf ein Minimum
- Besonders an gefrästen Flächen führen optimal abgestimmte Expansionsparameter zu reproduzierbarer Passung bei merkbar reduziertem Zeitaufwand
- Sehr gutes Ausbettverhalten mindert notwendigen Zeit- und Materialaufwand
- Sichere Expansionssteuerung für exzellente Passungsergebnisse mit BegoSol® Anmisch-Liquid