

## Polymax 3

Stück silber inklusive Zubehör

---



Artikelnr.: 36237

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 0.5 kg

**€ 2.092,87**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Stück** Druckpolymerisationsgerät silber inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Druckpolymerisationsgerät mit Temperaturbereich bis 95 °C für 3 Messingküvetten inklusive Bügel bzw. 6 Castdon Küvetten.