

Polymax 5

Stück rot inklusive Zubehör



Artikelnr.: 36370

Hersteller: Dreve Dentamid GmbH

Gewicht: 20.72 kg

Höhe: 435 mm

Breite: 520 mm

Länge: 520 mm

€ 2.137,86

Zzgl. MwSt.

Stück Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Druckpolymerisationsgerät mit einem Temperaturbereich bis 95 °C, mit stufenlos regelbarem Druck von 3-6 bar. Durch ein besonders großes Drucktopfvolumen auch zur Aufnahme von großen Artikulatoren, 3 Messingküvetten inklusive Bügel bzw. 4 Castdon Küvetten geeignet.