



## GC Fuji® II LC Improved

Flasche 6,8 ml Flüssigkeit



Artikelnr.: 36446

Hersteller: GC Germany GmbH (DE)

Gewicht: 0.029 kg

Höhe: 75 mm

Breite: 38 mm

Länge: 44 mm

**€ 46,34**

Zzgl. MwSt.

Flasche 6,8 ml Flüssigkeit

Das klinisch erprobte lichthärtende Restaurationsmaterial Fuji® II LC bietet Ihnen alle Vorteile eines konventionellen Glasionomers - plus wichtiger Fortschritte, wie duale Aushärtung, sofortige Endbearbeitung und wunderschönes Aussehen. Mit seinem unkomplizierten, zeitsparenden Verfahren stellt es die ideale Lösung für viele Indikationen dar. Fuji II LC verhindert Randspaltbildung, eliminiert Sensitivität und bietet Schutz für Patienten mit hohem Risiko.