



Stopstrip

Packung 100 Stück Breite rot, 8 mm, gerade



Artikelnr.: 36518
Hersteller: Kerr GmbH
Gewicht: 0.018 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 124 mm
Länge: 238 mm

€ 11,78

Zzgl. MwSt.

Packung 100 Strips Breite rot, 8 mm, gerade

Transparente Frontzahnmatrize mit integriertem Stopstück. Der Strip wird durch einen passenden Interdentalraum in der Nachbarschaft geführt und dort mit Verstärkung verklemmt. Der Strip wird um die Präparation gelegt und das Stripende füllungsfern mit der Hand gehalten.

Resultat

- Optimale Lichtpolymerisation
- 0,05 mm dünn