



roeko Stay-put

Packung 183 cm Faden weiß, nicht imprägniert, x-fein



Artikelnr.: 36639

Hersteller: Coltene/Whaledent GmbH

Gewicht: 0.025 kg

Höhe: 63 mm

Breite: 49 mm

Länge: 52 mm

€ 12,68

Zzgl. MwSt.

Packung 183 cm Faden weiß, nicht imprägniert, x-fein

Retraktionsfaden mit gelungener Kombination der Qualitäten eines geflochtenen Retraktionsfadens mit der Formbarkeit eines hauchdünnen Kupferdrahtes. Leicht und ohne Verrutschen zu adaptieren, bleibt im Sulcus liegen. Imprägnierbar mit einer Retraktionsflüssigkeit nach Wahl des Anwenders.