



Twin Luscent Anchors® Wurzelstifte

Packung 15 Stück Größe S, gelb, 15 Stumpfaufbauhülsen



Artikelnr.: 36697
Hersteller: Medicom GmbH
Gewicht: 0.049 kg
Höhe: 20 mm
Breite: 76 mm
Länge: 97 mm

€ 277,06

Zzgl. MwSt.

Packung 15 Stifte 16,7 mm, Ø 1,4 mm, Größe S, gelb, 15 Stumpfaufbauhülsen

GLASFASERVERSTÄRKTE WURZELSTIFTE MIT DEM INNOVATIVEN DESIGN

Das perfekte Zusammenspiel aus Lichtleitung, Ästhetik und doppelter Retention.

Die Vorteile

- Innovatives Design für besonders hohe Retention
- Glasfaserverstärkt für hohe Stabilität
- Hohe Haftkraft

Der Twin Luscent Anchor setzt neue Maßstäbe bei glasfaserverstärkten Wurzelstiften. Sein Prinzip basiert auf dem des Luscent Anchor. Das spezielle Design wurde entwickelt, um ein Lösen des Stiftes im Kanal zu verhindern. Die Einziehung in der Mitte des Stiftes schafft eine Barriere gegen Zugkräfte und Debonding, während die Längsrille Lufteinschlüsse eliminiert und Rotationen verhindert. Dies alles macht den Stift zu einer perfekten Kombination aus Lichtleitung, Ästhetik und doppelter Retention.*

*Al-Harbi & Nathanson, Boston U. Presented at AAED/IFED MTG, 10/3/02

- Farbcodierung für leichte Größenauswahl
- Sanduhrdesign für stabile Retention Längsrille bietet Rotationsschutz

Passende Reamer:

Helix Classic: RSA #3-6, RSB #3-6, RSC #3-5

Standard Classic: RUA #3-6, RUB #3-6