



Exa Dental

Packung 12 Stück schwarz, RA, Figur 243, 10 mm, ISO 050



Artikelnr.: 36812
Hersteller: Edenta AG
Gewicht: 0.011 kg
Höhe: 8 mm
Breite: 135 mm
Länge: 135 mm

€ 12,61

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer schwarz, RA, Figur 243, Kopflänge: 10 mm, ISO 050

Universal-Polierer für alle Legierungen. Für einen langanhaltenden Glanz. Ideal für die Politur des Überganges Keramik-Metall. Polierer Kelch poliert sicher subgingivale und interproximale Oberflächen. Polierer Flamme und Spitzen sind geeignet zum Polieren von okklusalen und lingualen Oberflächen.

- Verblend- und Keramiktechnik, Füllungsbearbeitung
- Mit Wasserspray anwenden
- Drehzahl 7.000 U/min.