



## Loop Zange

Stück DP301R, 135 mm



Artikelnr.: 36819  
Hersteller: B.Braun SE  
Gewicht: 0.064 kg  
Höhe: 11 mm  
Breite: 87 mm  
Länge: 204 mm

**€ 127,55**

*Zzgl. MwSt.*

### Stück Zange DP301R, 135 mm

Für besonders feine Biegungen. Stabiles rundes Maulteil in den Stärken 2 und 2,5 mm (für den loop-Innendurchmesser). Flaches Maulteil zur guten Bogenfixierung gerieft. Ausreichend Platz zur sicheren und torquefreien Loop-Herstellung. Maximale Drahtstärke: .019 x .025".