



## S-U-WACHSDRAHT extra weich

Rolle 250 g farblos, Ø 5 mm, Protakt



Artikelnr.: 36859

Hersteller: Schuler-Dental GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.359 kg

Höhe: 143 mm

Breite: 93 mm

Länge: 93 mm

**€ 44,94**

*Zzgl. MwSt.*

**Rolle** 250 g Draht farblos, Ø 5 mm, Protakt

Extra weicher Wachsdraht als Lippenschutz beim Einsatz von Brackets. Auch geeignet zur Begrenzung von Funktionsrändern an Abdrücken vor der Modellherstellung. Sehr gute Haftfähigkeit an Abdruckmaterialien. Erstarrungspunkt 59 °C.