



## TOPDENT Edelmetall Gummipolierer

Packung 60 Stück weiß mittel (auch für Keramik), Rad 22 x 3 mm



Artikelnr.: 36917

Hersteller: Kentzler-Kaschner Dental

Gewicht: 0.175 kg

Höhe: 38 mm

Breite: 89 mm

Länge: 95 mm

**€ 32,10**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 60 Polierer weiß mittel (auch für Keramik), Rad 22 x 3 mm

Flexibel, gute Formanpassung und guter Abtrag. 7.000 bis maximal 10.000 U/min.