



## Classic Reamer

Packung 3 Stück 33 mm, Ø 1,35 mm, Größe 3



Artikelnr.: 36930  
Hersteller: Medicom GmbH  
Gewicht: 0.01 kg  
Höhe: 20 mm  
Breite: 75 mm  
Länge: 115 mm

**€ 55,50**

*Zzgl. MwSt.*

**Packung** 3 Reamer 33 mm, lang, Ø 1,35 mm, Größe 3

Die traditionellen Dentatus Reamer im Vierkantdesign. Hergestellt aus Qualitätsstahl wie auch alle anderen Reamer. Die Größen werden anhand der Rillen im Bohrschaft identifiziert und korrespondieren mit den Stiftgrößen der Dentatus Metallstifte.

**Standard Classic Reamer passen zu:**

Dentatus Classic Surtex Posts, Twin Luscent Anchors und Luminex Stiften.

**Standard Conical Reamer passen zu:**

Dentatus Luscent Anchors.