



## HM-Bohrer 33

Packung 5 Stück RA, Figur 168, 4,1 mm, ISO 012



Artikelnr.: 37030

Hersteller: Hager & Meisinger GmbH

Gewicht: 0.005 kg

Höhe: 5 mm

Breite: 70 mm

Länge: 70 mm

**€ 26,18**

Zzgl. MwSt.

**Packung** 5 Bohrer RA, Figur 168, Kopflänge: 4,1 mm, ISO 012

- Prophylaxe, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung, Kronentrennen
- Drehzahl FG ISO 008-012 - 300.000 U/min.  
ISO 016 - 280.000 U/min.  
ISO 018 - 250.000 U/min.  
ISO 021 - 210.000 U/min.