



## Diamanten 801

Packung 6 Stück gold, RA, Figur 001 Kugel, ISO 034



Artikelnr.: 37457

Hersteller: Intensiv SA

Gewicht: 0.5 kg

**€ 11,10**

Zzgl. MwSt.

Packung 6 Diamanten gold, RA, Figur 001 Kugel, ISO 034

- schwarz (544) - supergrob - 150 µm / 125 µm\*
- grün (534) - grob - 125 µm / 106 µm\*
- farblos (524) - Standard - 106 µm / 60/80/90 µm\*
- blau (524) - mittel - 80 µm
- braun (524) - mittel - 60 µm
- gold (514) - Golden Burs GB - 50 µm
- rot (514) - fein - 40 µm
- weiß (514) - fein - 25 µm
- gelb (504) - extra fein - 15 µm
- orange (494) - ultra fein - 8 µm
- Kavitätenpräparation, Füllungsbearbeitung

\*Die Körnung kann je nach Instrumentenform und -größe vom Tabellenwert abweichen.