

Elektrochirurgie-Gerät MD 62

Stück



Artikelnr.: 37467
Hersteller: Gebrüder Martin
Gewicht: 3.761 kg
Höhe: 165 mm
Breite: 278 mm
Länge: 398 mm

€ 1.233,32

Zzgl. MwSt.

Stück Chirurgiegerät

Das Elektrochirurgie-Gerät erfüllt durch seine Ausstattung und Ausgangsleistung alle Anforderungen im Dentalbereich. Zwei verschiedene Stromarten für Schneiden und Koagulieren stehen dem Anwender zur Verfügung. Entsprechend den besonderen Anforderungen im Zahn-, Mund- und Kieferbereich kann der HF-Strom auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden, Fingerschalter am Handgriff oder über Fußschalter.