



Gingi Curettage

Set 6 Stück (C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1, C103-1), dunkelblau, orange



Artikelnr.: 37480

Hersteller: Shofu Dental GmbH

Gewicht: 0.026 kg

€ 39,62

Zzgl. MwSt.

Set 6 Schleifer (C062-1, C081-1, C083-1, C084-1, C102-1, C103-1) dunkelblau, orange, ISO 014, 013, 018, 019, 015, 021

Gingi Curettage Diamanten.

Für Kronen- / Brückenpräparationen und das Einschleifen von Zahnstümpfen. Die standardgekörnten goldfarbenen Diamanten eignen sich für das Anlegen von Hohlkehlen bei Kronen- und Brückenpräparationen. Sie schaffen optimale Voraussetzungen für eine genaue Abdrucknahme. Die Diamanten haben eine Abschrägung um 3° und eine um 45° zur Achse geschrägte Spitze; der Radius der Spitze beträgt 1,52 mm.

Vorteile

- Exakte, gleichmäßige Verteilung der Diamantpartikel
- Präzisionsrundlauf
- Vibrationsarmes Schleifen
- Hohe Schleifleistung bei geringer Anpresskraft und sicherer Kühlung.

Anwendungsbereiche IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Für Kronen- und Brückenpräparationen sowie das Einschleifen von Zahnstümpfen.

- Zahnhartsubstanz
- Drehzahl empf. 160.000 - 450.000 U/min. AD 0 - 0,8 N
hellblau - max. 450.000 U/min.
blau - max. 300.000 U/min.
orange - max. 160.000 U/min.