



## Cavitron® Slimline Instrumenteneinsätze

Stück FSI-SLI-10S gerade, 30 K



Artikelnr.: 37501

Hersteller: Hager & Werken GmbH&Co.KG

Gewicht: 0.055 kg

Höhe: 25 mm

Breite: 60 mm

Länge: 245 mm

**€ 214,83**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Instrument FSI-SLI-10S gerade, 30 K

FSI-SLI Einsätze zur subgingivale Behandlung.

- Moderne Parodontaltherapie
- Dünneres Design bietet einen besseren subgingivalen Zugang
- Passend für alle Cavitron-Ultraschallgeräte
- Effiziente Konkremententfernung
- Verwendung im reduzierten Leistungsbereich „Blue Zone“
- Erhöhter Patientenkomfort durch die „Focus Spray Inserts“-Technologie
- Verbesserte Sicht durch reduzierten Spraynebel
- NEU: ergonomisches FitGrip Design entlastet das Handgelenk